

*Určení testu*

Test 10 je určen pro orientační identifikaci kodeinu, heroinu, morfinu, oxycodonu a fentanylu.

Test je také použitelný k testování řady jiných drog viz Tabulka.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepte rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete ampuli v její střední části. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vznikne-li během 5 vteřin modrá barva, znamená to přítomnost kodeinu.
2. Vznikne-li během 5 vteřin fialová barva, znamená to přítomnost heroinu nebo morfinu.
3. Vznikne-li během 10 vteřin žlutá barva, znamená to přítomnost oxycodonu nebo fentanylu.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*